



1039
(12)

„Hilfsmittel, die das Leben erleichtern“

Diese Liste wurde nach den Angaben
der Anbieter erstellt

SeniorInnenbüro der Stadt Wien

Inhaltsverzeichnis

	Produkte für	Seite
Aktivität	Freizeit, Mobilität, Sport	2
Alltag	Ankleiden, Essen und Trinken, Haushalt	9
Hygiene	Bad, Körperpflege, WC	19
Hören / Sehen	Produkte für hör- und sehbehinderte Personen	25
Gesundheit	Pflege, Ruhen, Schlafen, Wohlbefinden, Wohnungsausstattung	28
Sicherheit	Notruftelefon, Sturzprotector, ...	38
EDV	Computer-Informationen für mobilitäts- /sinneseingeschränkte Personen	40
Firmenkatalog	Adressen und Telefonnummern	ab 41

Produktliste

Aktivität (Freizeit / Mobilität / Sport)		
Produkt	Beschreibung	Firmen Adressen ab Seite 41
Achselstütze/n	verlagert den Druck beim Abstützen von Handgelenk und Ellenbogen auf den Schulterbereich, individuell einstellbar	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Frühwald • Hanusch • Matzka • Ortoproban • Kerkoc
Arm- und Beintrainer	fördert Durchblutung und kräftigt wahlweise die Arm- oder Beinmuskulatur; Belastungs- grad individuell einstellbar; Handgriffe und Pedale lassen sich auswechseln <u>Walker-Trainer</u> (Treppensteigen) <u>Pedal-Trainer</u> (sitzend Radfahren) <u>Trainings-Gewicht</u> (Hand- oder Fußgelenke) <u>Power Horse</u> (gelenkschonendes Trainings- gerät, Scherensystem zum Heben und Sen- ken des eigene Körpers)	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Frühwald • Hanusch • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Sportfach- geschäfte • Kerkoc

Arthritis - Gehhilfe	Gehhilfe bei eingeschränkter Belastbarkeit von Hand und Handgelenk, individuell einstellbar	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Frühwald • Hanusch • Matzka • Ortoproban • Kerkoc
Dreirad	für Personen, die sich auf einem Zweirad nicht sicher genug fühlen, mit einer Vielzahl an Ausstattungsvarianten, individuell ausrüstbar und verkehrssicher	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Frühwald • Matzka • Ortoproban • Kerkoc
Drehscheibe		<ul style="list-style-type: none"> • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien
Elektroantrieb für Faltrollstuhl	Einfach umrüstbar; bei Bedarf werden die herkömmlichen Steckachsenräder ersetzt, Stromversorgung und Steuerung sind bereits mit dem Antrieb verbunden	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Frühwald • Matzka • Ortoproban • Kerkoc
Elektrofahrrad	Mit aufladbaren Batterien, unterstützt den Radler	<ul style="list-style-type: none"> • Frühwald • Fahrrad- • Fachhandel • Kerkoc
Elektroroller	20 km Reichweite, passt in jeden Kofferraum (zusammenklapp- bar), gilt als Handgepäck bei der Bahn	<ul style="list-style-type: none"> • Frühwald • Fahrrad- • fachhandel
Gehbock (starres Gehgestell)	zur Unterstützung und Entlastung der Beine (auch mit Rollen, faltbar, versenkbarem Tisch, Tasche, Arthritis-Armstütze, Sitzklappe, ...)	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Frühwald • Hanusch • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Gehgips-Zubehör	<p>Gehgips-Galosche: wird über den Gehgips gezogen, vermittelt mehr Sicherheit beim Gehen und Stehen</p> <p>Gehgips-Absatz: der elastische Absatz wird bei der Anfertigung des Gehgipses eingegipst, sorgt für weiches, die Gelenke schonendes Auftreten und rutschesicheres Gehen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hanusch • Ortoproban

Produkt**Beschreibung****Firmen
Adresse ab Seite 41**

Gehrad - siehe Rollator/en	für Drinnen oder Draußen, handlich, wendig und leicht zu lenken, individuell einstellbar, in verschiedenen Ausstattungsvarianten und mit Einkaufskorb und Einkaufstasche erhältlich	<ul style="list-style-type: none">• Bständig• Frühwald• Hanusch• Matzka• SENIOR aktiv Wien• Kerkoc
Gehstock	hilfreich beim Gehen und bei Problemen mit den Beinen, verschiedene Modelle erhältlich: faltbar, anatomisch geformt, ... <u>Zubehör:</u> Gehstockhalter zum sicheren Auflegen eines Gehstocks auf einen Tisch, Schlaufe, Eis-Spitze	<ul style="list-style-type: none">• Bständig• besser leben• Frühwald• Matzka• Ortoproban• SENIOR aktiv Wien• Kerkoc
Großbrettspiele Auch magnetisch	Mühle - 4 gewinnt – Solitär – Mensch ärgere dich nicht - Halma	<ul style="list-style-type: none">• besser leben• Matzka• SENIOR aktiv Wien• Kerkoc
Gymnastikmatte	antibakteriell behandelt, in verschiedenen Größen, Dicken und Farben erhältlich	<ul style="list-style-type: none">• Bständig• Hanusch• Matzka• Ortoproban• SENIOR aktiv Wien• Kerkoc
Heimtrainer	Sitzhöhe und Handgriffe verstellbar; stufenlos einstellbarer Widerstand, Bandbremse, Elektronikanzeige für Zeit, Entfernung und Geschwindigkeit	<ul style="list-style-type: none">• Bständig• Frühwald• Matzka• Sportfach-geschäfte

Produkt**Beschreibung****Firmen
Adresse ab Seite 41**

Kartenspiele	extragroße Spielkarten und Symbole Spielkarten in Normgröße mit großen Symbolen	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen • Blindenverband • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Kartenspielständer	für Einhänder und Hemiplegiker verschiedene Ausführungen, auch für Dominosteine	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • Bständig • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Knopf- und Reißverschluss Helfer	zum Zuknöpfen und Reißverschluss zuziehen	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Laufband	flexibles Training mit stufenloser Widerstandsregelung, Handläufe auf beiden Seiten für sicheres Laufen; gleichmäßiger Bandlauf, einfache Neigungseinstellung ermöglicht Bergauflaufen, elektronische Anzeige von Zeit, Geschwindigkeit und Strecke	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Frühwald • Matzka • Sportfachgeschäfte
Reziproken-Gehgestell	die 3 Seiten der Gehhilfe sind über Gelenke miteinander verbunden, bei jeder Gehbewegung wird wechselseitig nur eine Seite vorge setzt, die andere bleibt zur Sicherheit auf dem Boden, Griffhöhe ist individuell einstellbar	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Frühwald • Hanusch • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Gehrad – Rollmobil/e - Rollator/en	zweirädrige Rollatoren zum Trainieren und Verbessern der Gehleistung, drei- /vierrädrige Rollatoren für den täglichen Gebrauch, erhöhen die Sicherheit beim Gehen; auch faltbar, reichhaltiges Zubehör wie z. B.: Korb, Sitz, Tablett,	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Frühwald • Hanusch • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc

Produkt	Beschreibung	Firmen Adresse ab Seite 41
Zubehör Rollatorschirm	mit Verlängerung und Halterung	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Rollmobil	Gehhilfe vor allem für unterwegs, beim Einkaufen, zum Spaziergehen, Griffhöhe stufenlos einstellbar, auch für hügelige Wegstrecken, Handbremse, mit gepolsterter Sitzbank, Handgriffe können dann als Armlehnen benutzt werden, serienmäßig mit großem Transportkorb und Tablett, <u>Zubehör</u> : Gehhilfenhalter, Seilzugbremse	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Frühwald • Hanusch • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Rollstuhl	Komfort-, Positionierungs-, Leichtgewichts-, (faltbar), Aktivrollstuhl, (faltbar), Sport- und Schieberollstühle	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Frühwald • Hanusch • Matzka • Ortoproban • Rehatechnik Rammer • Kerkoc
Rollstuhl- adaptierung	Rollstuhlrampen nach Maß	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Frühwald • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Rollstuhlantrieb	elektrisch	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Ortoproban • Rammer • Kerkoc
Rollstuhl (elektrisch)	faltbare Elektrorollstühle oder mit starrem Rahmen, Scooter	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Frühwald • Matzka • Ortoproban • Rehatechnik Rammer • Kerkoc

Produkt	Beschreibung	Firmen Adresse ab Seite 41
Rollstuhltransport	müheloser Rollstuhltransport im PKW, ermöglicht bequemes Ein- und Ausladen, für faltbare Rollstühle und faltbare Elektrorollstühle bis 50 kg, für PKW (auch mit Heckklappe oder Schrägheck), Kombis, Busse, durch Schnellverschlüsse minutenschnell ein- und ausbaubar	<ul style="list-style-type: none"> • Frühwald • Rehatechnik Rammer
Rollstuhlzubehör	wasserdichtes Rollstuhlcape bzw. Umhang, Schutzbezug, Umsetzbrett, Tasche für Rollstuhl, ausziehbare Rampe, faltbare Rampe, zweiteilige Rampe	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Frühwald • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Schiebe- und Bremshilfe für Rollstuhl	akkubetriebenes Zusatzgerät für Rollstuhl, auf Knopfdruck stehen Funktionen wie automatisches Heben und Senken des Antriebes, Vorwärts- und Rückwärtsfahrt sowie stufenlose Geschwindigkeitsvorwahl zur Verfügung, Fahrhebel für die Geschwindigkeitsdosierung, integrierte Batterieanzeige	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Frühwald • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Schuhspikes	Gleitschutz für Schnee und Eis	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • Bständig • Hanusch • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Scooter Elektrofahrzeug	offenes Elektrofahrzeug für draußen, drei- oder vierrädrig, Sitz seitlich schwenkbar, Armlehnen hochklappbar, individuell einstellbar, Reichweite bis zu 40 km, zerlegbar, Führerscheinfrei, in Wien finanzielle Förderung möglich	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Frühwald • Matzka • Ortoproban
Treppensteighilfe für Rollstuhlfahrer	ausgeklügelter Steigmechanismus als Zusatzgerät für herkömmliche Rollstühle, einfach zu montieren, zusammenlegbar	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Frühwald • Matzka • Ortoproban • Rehatechnik Rammer • SENIOR aktiv Wien
Treppensteighilfe mit Sitz	Auch für Rollstühle	<ul style="list-style-type: none"> • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien

Produkt**Beschreibung****Firmen
Adresse ab Seite 41**

Türschwellen- brücke bzw. - rampe	Rollstuhlrampen: verschiedene Längen, auch faltbar, mit und ohne Geländer, mit Scooter – Mittelteil, als Transporter-Rampe	<ul style="list-style-type: none">• Bständig• Matzka• Ortoproban• SENIOR aktiv Wien• Kerkoc
Unterarm- gehstützen	Gehhilfe bei Beinverletzungen, Zubehör: Griffpolster – Wintergehilfenkappe – Eispickel	<ul style="list-style-type: none">• Bständig• Frühwald• Hanusch• Ortoproban• SENIOR aktiv Wien• Kerkoc
Vierfuß- bzw. Dreifußgehstütze	die besondere Konstruktion ergibt eine per- fekte Stabilität, fällt nicht um, während man eine Tür öffnet oder sich hinsetzt	<ul style="list-style-type: none">• Bständig• Frühwald• Hanusch• Matzka• Ortoproban• SENIOR aktiv Wien• Kerkoc

Alltag
(Ankleiden / Essen und Trinken / Haushalt)

Produkt	Beschreibung	Firmen Adressen ab Seite 41
Abwaschbürste	mit Saugfüßen, gewährleistet bei einhändigem Gebrauch das Spülen von Geschirr	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • Bständig • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Antirutsch-Auflage -Belag -Matte -Tablett	verhindert das Rutschen von Tellern, Gläsern, Zeitschriften, ... Sicherer Transport	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • Bständig • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Anti-Rutschtablett	sicherer Transport der darauf abgestellten Gegenstände – auch bei Schräglage	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Becher-Handgriff	in verschiedenen Ausführungen: vorgeformter und verformbarer Handgriff, Hand kann in den Henkel eingeschoben werden, der kleine Bogen, der dem Henkel gegenüber angebracht ist, dient als Stütze, mit Deckel als „Schnabeltasse“ verwendbar	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • Bständig • Frühwald • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Besteckhalter	verschiedene Modelle	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • Bständig • Frühwald • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc

Produkt	Beschreibung	Firmen Adresse ab Seite 41
Buchstütze	hält das Buch geöffnet, individuell einstellbar Lesehilfen, Verschiedene Ausführungen	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • Bständig • Frühwald • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Deckelheber	Knaufgriff ermöglicht Menschen mit eingeschränkter Fingermotorik das Abheben und Absenken von Deckeln	<ul style="list-style-type: none"> • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien •
EURO-Box	für das leichte Erkennen von EURO – Münzen	<ul style="list-style-type: none"> • Blindenverband • Hilfsgemeinschaft der Blinden • SENIOR aktiv Wien
Eierbecher	mit Saugfuß	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Einhandteller	ermöglicht durch geneigten Boden die einhändige Aufnahme der Nahrung	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Einhand-Frühstücksbrett	trapezförmiges Frühstücksbrett mit hochrandigem Abschluss zum Festhalten der Brotscheibe, die vordere Abwinklung so- wie Gumminoppen sorgen für rutschfesten Halt	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Frühwald • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien
Einhanddosen	mit einer Hand zu öffnen und zu schließen	<ul style="list-style-type: none"> • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Einhand-Dosenöffner	lässt sich mit einer Hand bedienen	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • Ortoproban • Kerkoc

Produkt	Beschreibung	Firmen Adresse ab Seite 41
Einhand-Nagelzwicker	mit Feile	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Einhandschälhilfe	in verschiedenen Ausführungen (auch mit Saugfüßen)	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Einhand-Regenschirm	lässt sich mit einer Hand öffnen und schließen	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben
Einkaufswagen	mit 3 Rädern, lässt sich leicht über jede Treppe ziehen verschiedene Ausführungen, mit 4 Rädern zum Schieben (ohne Kraftaufwand, ermüdungsfrei)	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • SENIOR aktiv Wien
Einschenkhilfe	entlastet das Handgelenk beim Neigen schwerer Kannen, für praktisch jede handelsübliche Kanne ab einem Durchmesser von 16 cm	<ul style="list-style-type: none"> • Frühwald • SENIOR aktiv Wien
Elastische Schnürsenkel	ersetzt den Standard-Schnürsenkel, um Schuhe zum Schnüren in Slipper-Schuhe zu verwandeln	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • Bständig • Frühwald • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Essbesteck Mit und ohne Gewicht und biegsam (Parkinson)	Kombinationsbesteck: mit Doppelfunktion – für Personen mit Einhandfunktion, verschiedene Griffassun- gen, mit dicken, leichten Griffen: für Personen mit rheumatischer Arthritis; mit dünnen, leichten Griffen: für Personen mit verminderter Kraft und/oder Beweglichkeit in Unterarm und Hand, Löffel, abgewinkelt: für Personen mit herabgesetzter Beweg- lichkeit in Armen und Händen	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Frühwald • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Fernbedienung	Lernfähige Großtasten-Fernbedienung in verschiedenen Ausführungen	<ul style="list-style-type: none"> • SENIOR aktiv Wien

Produkt	Beschreibung	Firmen Adresse ab Seite 41
Fixierbrett	Küchenarbeiten, wie z.B. Rühren, Kartoffelschälen, Brotschneiden, können mit nur einer Hand ausgeführt werden, 4 Gummifüße, kann auch mit Saugnäpfen ausgerüstet werden	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Frühwald • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Faltgießkanne	ist klein zusammenlegbar und leicht mitzunehmen (foliengeschweißt) auf der Reise, auf dem Balkon, mit 2 stabilen Griffen	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben
Flaschenbürste	mit Saugfuß, zum einhändigen Reinigen von Flaschen und Gläsern	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Frühwald • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Fleischgabel	mit Winkelgriff	<ul style="list-style-type: none"> • Frühwald • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Garneinfädler	Nadel in den Einfädler einstecken, Zwirn einlegen und den Einfädler einschalten	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • Blindenverband • Hilfsgemeinschaft der Blinden • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Gemüsebürste	wird durch Saugnäpfe gehalten, ermöglicht Gemüse putzen mit einer Hand	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Greifhilfe	entsprechend den speziellen Anforderungen der PatientInnen	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • Frühwald • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc

Produkt	Beschreibung	Firmen Adresse ab Seite 41
Greifzange	zum Aufheben von Gegenständen im Stehen oder Sitzen; auch für kleine Gegenstände geeignet, zum Aufheben von Büroklammern oder Metallteilen mit kleinen Magneten, verschiedene Ausführungen für die individuellen Bedürfnisse (für Rollstuhlfahrer, mit Stützarm, mit Kraftgriff, mit Greifhaken, als Handgreifzange)	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • Bständig • Frühwald • Hanusch • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Griff	Halte-, Stütz- und Schwenkgriff zur Verbesserung der Sicherheit und universellen Einsatzmöglichkeit (Waschbecken, Badewanne, in der Dusche, WC, Schlafzimmer, Küche, am Bett)	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • Bständig • Frühwald • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Griffverdickung und -verlängerung	zur besseren Handhabung von Besteck und anderen Gebrauchsgegenständen mit schmalen Griff, wie z.B. Zahnbürsten und Werkzeuge	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • Bständig • Frühwald • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Großstastentelefon (Handy)	Einfache Bedienung, gut lesbare Zifferntasten, SMS-Funktion, mit Sprachfunktion Handy mit Einrichtungsservice!	<ul style="list-style-type: none"> • Besser leben • SENIOR aktiv Wien
Hochrandteller	erlaubt einhändiges Auflöffeln bzw. Aufgabeln der Nahrung am vertieften Teller- rand	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Frühwald • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Käsehobel	mit dickem, abgewinkelttem Handgriff, Scheibendicke durch individuelle Einstellung des Schneideblattwinkels wählbar	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc

Produkt	Beschreibung	Firmen Adresse ab Seite 41
Kehrset	Schaufel und Besen mit hüfthohen Stielen	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • Bständig • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Klammergebel	für Hemiplegiker, die beim Essen nur eine Hand zur Verfügung haben: wird mit Hilfe der Klammer am Tellerrand befestigt und fixiert somit das Schneidgut, auch Brotscheiben können damit gehalten und mit einer Hand bestrichen werden	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Matzka • Ortoproban • Kerkoc
Knopfverschluss- schließer	mit Hilfe des Knopfhakens wird der Knopf mit einer Drehbewegung durch das Knopf- loch gezogen	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • Bständig • Frühwald • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Kochkorb	für gefahrloses Kochen wird das Kochgut in den Kochkorb und dieser in den Topf gegeben, man braucht keinen schweren Topf mit kochendem Wasser anzuheben	<ul style="list-style-type: none"> • Matzka • SENIOR aktiv Wien
Küchenbrett	verschiedene Ausführungen: wenn der Gebrauch beider Hände problematisch ist, kann man eine Schnitte Brot auf dem Brett fixieren und bestreichen, auch mit Auf- spießvorrichtung	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Küchenmesser/ -gabel	wenn Beweglichkeit und Kraft des Hand- gelenks eingeschränkt sind, erlauben die- se Hilfsmittel die Küchenarbeit mit nur ganz geringer Bewegung des Handge- lenks	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Lesestütze	Lesehilfe für alle, die es beim Lesen gerne bequem haben, egal ob im Bett, auf dem Sofa, am Tisch oder im Sessel	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc

Produkt	Beschreibung	Firmen Adresse ab Seite 41
Messer	Vorlagemesser (abgewinkelt) für Personen mit herabgesetzter Kraft und Beweglichkeit in Arm und Hand, rostfreie Klinge mit scharfer Schneide für wenig Kraftaufwand; individuell einstellbar bzw. abgewinkelt	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Frühwald • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Messergabel	zum Essen mit nur einer Hand ist eine Gabel mit einem Messer kombiniert, wird zum Schneiden mit wiegender Bewegung benutzt	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Frühwald • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Nachtlicht	zur Orientierungshilfe im Dunkeln (z.B. beim nächtlichen Toilettengang) Mit Fernbedienung, individuell mit Montageservice	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • SENIOR aktiv Wien
Pflegetbetten und Zubehör	Kauf oder Miete möglich Kein Kostenzuschuss der WGKK Andere Kassen: Kostenzuschuss evtl. auf Anfrage	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Frühwald • Matzka • Ortoproban • Wiener Rotes Kreuz
Pillendose Verschiedene Ausführungen	mit Erinnerungsfunktion, erinnert an das Einnehmen der Medikamente und ist gleichzeitig ein Pulsmesser	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Rührschüssel	Untersatz mit Saugplatte, gibt Gefäßen einen sicheren, rutschfesten Halt, ermöglicht einhändiges Rühren	<ul style="list-style-type: none"> • Matzka • Ortoproban • Kerkoc
Rutschfeste Socken	mit einer Antirutsch Beschichtung	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Schlüsseladapter	zur leichteren Handhabung von Schlüsseln, bei Fingerversteifung oder geringer Griffkraft	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • Bständig • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc

Produkt	Beschreibung	Firmen Adresse ab Seite 41
Schlüsselfinder	meldet sich nach Pfiff mit einem akustischen, sich wiederholenden Signal	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • Blindenverband • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Schlüsselstäbchen	besonders geeignet für PCP-Patienten	<ul style="list-style-type: none"> • Matzka
Schneidehilfe	Schneidebrett mit seitlichen Führungen und Küchenmesser (Brot- oder Fleischmesser) mit funktionellem Griff	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Schreibhilfe	Griff mit flexibler Halterung für verschiedene Schreibgeräte (Bleistifte u. ä.)	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Schreibgriff	Schreibstifthalter wird an gewöhnlichem Schreibstift angebracht	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • Bständig • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Serviettenkette	sorgt für einen sicheren Halt der Serviette um den Hals	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Spezial-Kugelschreiber	bei herabgesetzter Hand- bzw. Fingerfunktion, insbesondere Polyarthritiker, Griff- form und Länge ermöglichen Gelenkschonende und entlastende Schreibweise, kann mit Sand gefüllt werden, um mehr Druck auszuüben	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • Bständig • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc

Produkt	Beschreibung	Firmen Adresse ab Seite 41
Spezialschere	Haushaltsschere, sowohl für Links- als auch Rechtshänder geeignet, mit spezieller Feder, die die Griffe nach jedem Zusammendrücken wieder in ihre Ausgangsposition zurückstellt	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • Bständig • Frühwald • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Spezial-Trinkhalm	verfügt über spezielles Ventil, das nach dem Ansaugen den Rücklauf der Flüssigkeit im Trinkhalm verhindert, für kalte und heiße Getränke	<ul style="list-style-type: none"> • Matzka • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Stiefelknecht	erspart das Bücken beim An- und Ausziehen von Schuhen oder Stiefeln	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • Kerkoc
Strumpfanziehhilfe	hilft beim Anziehen von Strumpfhosen, Socken und Gummistrümpfen	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • Bständig • Frühwald • Hanusch • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv • Kerkoc Wien
Tablett	mit ein- oder ausgeklappten Beinen, kann im Bett als Tisch oder Lese- / Schreibpult verwendet werden	<ul style="list-style-type: none"> • Hanusch • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Telefon	Großtastentelefon Komforttelefon, Mit Sprachausgabe, Hörgerätekompabil, Lautstärkeregelung	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • Vitakt • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Telefonverstärker	90 dB mit Lichtplitz	<ul style="list-style-type: none"> • SENIOR aktiv Wien
Telefonhörerhalter	kann an jedem handelsüblichen Telefonhörer befestigt werden	<ul style="list-style-type: none"> • Matzka
Teller mit erhöhtem Rand	für Personen, die nur mit einer Hand essen können (auch als Aufsatz erhältlich)	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc

Produkt	Beschreibung	Firmen Adresse ab Seite 41
Tellerrand	durch seine Biegsamkeit kann er auf jeden Teller (Ø 23 – 28 cm) geklemmt werden; befähigt zum einhändigen Aufnehmen der Nahrung auf Gabel oder Löffel	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Thermositzkissen	für ein weiches und warmes Sitzen im Freien, die Körperwärme wird durch den mit Alufolie kaschierten, geschlossenporigen PE-Schaum reflektiert und Feuchtigkeit nicht durchgelassen, das Kissen lässt sich bequem falten und in die Tasche stecken	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • SENIOR aktiv Wien
Tragegurt	mit Metallbügel, an dem sich Taschen und Tüten aufhängen lassen, längenverstellbar	<ul style="list-style-type: none"> • Frühwald • Matzka
Tubenquetscher Mit Saugnapf	hilft ohne große Anstrengung, den letzten Rest aus Tuben zu bekommen auch mit Saugnapf	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • SENIOR aktiv Wien
Tür- und Fenstergriffverlängerung	erleichtern das Öffnen und Schließen von Türen und Fenstern	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv-Wien • Kerkoc
Umblätterhilfe	erleichtert das Umblättern einzelner Seiten	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Matzka • Ortoproban
Universal-drehgriff	wird dort verwendet, wo die Drehbewegung durch einen verlängerten Hebelarm erleichtert werden sollen (Türschloss, Wasserhahn, ...)	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Hanusch • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Verschlussöffner	Schraubverschlussöffner: für Flaschen, Gläser Universalverschlussöffner: für Schraubverschlüsse aller Durchmesser	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • Bständig • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Warmhalteteller	mit heißem Wasser zu füllen auch aus Porzellan, handgefertigt mit individuellem Design	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc

Hygiene
(Bad / Körperpflege / WC)

Produkt	Beschreibung	Firmen Adressen ab Seite 41
Badebrett	praktische Bade- und Duschhilfe für ältere und behinderte Personen	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Frühwald • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Badebürste	zweifach winkelverstellbar, individuell einstellbar in verschiedenen Ausführungen	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • Bständig • Frühwald • Matzka • SENIOR aktiv Wien
Badelift	<p>wasserhydraulisches Liftsystem: kein Wasseranschluss notwendig, Hubkraft 140 kg;</p> <p>mit Wasserdruck: an Wasserleitung anschließbar, Drehsitz, Antirutschbelag, Einhand-Entriegelung, 2,0 bar Wasserdruck bei 100 kg Körpergewicht ausreichend, akkubetrieben: Niedervolt-Elektromotor (externer Akku)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Frühwald • Hanusch • Matzka • Ortoproban • Kerkoc
Badewanneneinstiegshilfe	stabile, sichere Hilfe, die das Einsteigen in die Badewanne erleichtert	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Frühwald • Hanusch • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Badewannengriff		<ul style="list-style-type: none"> • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Badewannen-Sicherheitsmatte	kleine Sauger an der Rückseite fixieren die Matte auf dem Wannensboden und geben sicheren Halt	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc

Produkt	Beschreibung	Firmen Adresse ab Seite 41
Badewannensitz	für Personen, denen es schwer fällt, sich aus der liegenden Position in der Badewanne aufzurichten (auch mit Rückenlehne)	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Frühwald • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Badewannen-Stufe	stabile, sichere Hilfe, die das Einsteigen in die Badewanne erleichtert	<ul style="list-style-type: none"> • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Badewannenverkürzer	erleichtert aufrechtes Sitzen und bietet den Füßen eine Abstützmöglichkeit, verhindert ein Abgleiten unter die Wasseroberfläche	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Frühwald • Hanusch • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Barrierefreies Herstellen von Bädern, Duschen und Toiletten	Planung, Gestaltung und Übernahme der kompletten Bauausführung von barrierefreien Sanitärräumen	<ul style="list-style-type: none"> • sämtliche Installateure in Wien. • SENIOR aktiv Wien
Bettduschsystem	weiche Folie in Wannenform, die unter den Patienten im Bett eingelegt wird, einfache Hilfe zur Haarwäsche im Bett: Shampoo-Ring, Kopfwaschwanne	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Frühwald • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Duschhocker	zum sitzenden Duschen, um die Reinigung zu erleichtern – auch mit Seitenstützen bzw. gelochter Sitzfläche	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Frühwald • Hanusch • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Duschklappsitz	an der Wand montiert	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Frühwald • Hanusch • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc

Produkt	Beschreibung	Firmen Adresse ab Seite 41
Duschrollstuhl	mobiler Dusch- und Toilettenstuhl, auch stufenlos nach hinten kippbar, wird von Personen benützt, die z.B. aufgrund ihrer schwachen Muskulatur nicht aufrecht sitzen können, hochklappbare Armlehnen, auch mit Nackenstütze und Rückenband	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Frühwald • Hanusch • Matzka • Ortoproban • Selmer • Kerkoc
Duschstuhl	zum sitzenden Duschen, Zusätze: Rückenstütze, ausschwenk- bzw. hochklappbare Armlehnen, Sitzfläche mit oder ohne Aussparung für die Intimpflege, faltbar	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Frühwald • Hanusch • Matzka • Ortoproban • Selmer • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Dusch-WC	für nachträglichen Einbau und Komplettanlagen, zur hygienischen Reinigung nach der WC-Benützung oder zwischendurch, mit reinem warmen Wasser	<ul style="list-style-type: none"> • Geberit
Fußpflegeset	für die Dusche – ohne sich zu bücken lassen sich die Füße reinigen (Bimsstein) und massieren	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Haarbürste	durch gebogene Form kann Griff dicht am Körper gehalten werden, ohne Kraft oder Reichweite zu verlieren (in zwei Längen erhältlich)	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • Bständig • Frühwald • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Haarkamm	durch gebogene Form kann Griff dicht am Körper gehalten werden, ohne Kraft oder Reichweite zu verlieren (in zwei Längen erhältlich)	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Frühwald • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc

Produkt	Beschreibung	Firmen Adresse ab Seite 41
Haarwäscher	verlängert den Arm, ersetzt die Finger beim shampooieren, durch die Form werden alle Stellen erreicht und die gesamte Kopfhaut massiert	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Frühwald • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Hautpflege- produkte	bei Bettlägerigkeit und Wundliegen	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Ortoproban • Kerkoc
Nagelbürste	kann am Waschbecken oder an der Badewanne mit zwei Saugfüßen befestigt werden	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • Bständig • Frühwald • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Nagelclipper	ist auf flacher Platte befestigt, ermöglicht selbständige Maniküre	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • Matzka • Ortoproban SENIOR aktiv Wien
Nagelfeile	ist zur besseren Griffsicherheit mit einem besonders starken, oval geformten Griff versehen elektrisch	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Frühwald • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Nagelfeilplatte	verfügt über eine Grob- und Feinschliffoberfläche, zwei Saugfüße geben sicheren Halt und ermöglichen einhändige Maniküre	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Nagelschere	besonders leichtgängig mit beidseitigem Schliff, für Rechts- und Linkshänder geeignet, eine Feder stellt die Griffe in die Ausgangsposition zurück, der Abstand zwischen den Griffen lässt sich individuell anpassen	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • Bständig • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Pinzette	mit klappbarer Lupe und zuschaltbarem Licht	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • Ortoproban

Produkt	Beschreibung	Firmen Adresse ab Seite 41
Rückenwascher	auch zum Eincremen verwendbar	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • Bständig • Hanusch • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Rutschfeste Böden	rutschige Böden (glatte Fliesen, Badewannen, Duschtassen u.a.) werden durch Beschichtung oder Veränderung der Struktur der Oberfläche rutschfest gemacht	<ul style="list-style-type: none"> • Schmidt • Kerkoc
Sensor-Armatur	berührungslose Wasserarmatur, auch batteriebetrieben	<ul style="list-style-type: none"> • Installationsfachhandel • SENIOR aktiv Wien
Spiegelkippschlag	durch diesen Beschlag lässt sich der Spiegel schräg stellen und kann so von sitzenden Personen genutzt werden	<ul style="list-style-type: none"> • Matzka
Toilettenhelfer	hilft bei der Toilettenhygiene	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Toilettenlift	wird wie ein herkömmlicher Toilettensitz am WC-Becken befestigt, dadurch wird der Sitz vorn um 8 cm, hinten um 10 cm erhöht, durch diese Neigung und zwei Armlehnen wird das Hinsetzen und Aufstehen erleichtert, mit elektrischem Antrieb: ist auf jedem Standard-Toilettenbecken zu montieren, kann auf Reisen problemlos mitgenommen werden, der elektrische Antrieb ist netzunabhängig	<ul style="list-style-type: none"> • Frühwald • Matzka
Toilettenrollstuhl	siehe Duschrollstuhl (Gruppe Hygiene)	<ul style="list-style-type: none"> • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Toilettenstuhl	verschiedene Modelle: feststehend, faltbar, beweglich, auch aus Holz	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Frühwald • Hanusch • Matzka • Ortoproban • Selmer • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc

Produkt	Beschreibung	Firmen Adresse ab Seite 41
Toilettensitzerhöhung	ohne Montage: schnell verfügbare, handliche Sitzerrhöhung, muss nicht ständig auf dem WC-Becken verbleiben, zur Erhöhung des Auflagegewichtes mit Wasser oder Sand befüllbar, höhenverstellbar mit Halterungen: stabiler Sitz, fix auf dem WC-Becken montiert (auch mit Armlehnen)	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Frühwald • Hanusch • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Toilettenstützgestell	seitliche Halt- und Stützmöglichkeit, wird auch als Toilettensitzerhöhung und Stützgestell in einem angeboten	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Frühwald • Hanusch • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Zahnprothesenreiniger	batteriebetrieben, zum Reinigen des Zahnersatzes	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • SENIOR aktiv Wien
Zehenwäscher	Waschhilfe mit Frotteebezug	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Matzka • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc

Hören / Sehen
(Produkte für hör- und sehbehinderte Personen)

Produkt	Beschreibung	Firmen Adressen ab Seite 41
Außen-thermometer sprechend	sprechendes Außenthermometer: auf Knopfdruck wird die genaue Außen- temperatur angesagt	<ul style="list-style-type: none"> • Blindenverband • Hilfsgemeinschaft der Blinden • SENIOR aktiv Wien
Bildschirm- lesegerät	Schriftgröße kann nach Bedarf eingestellt werden	<ul style="list-style-type: none"> • BAUM Audiodata • Hilfsgemeinschaft der Blinden
Blindenplakette	zum Anstecken	<ul style="list-style-type: none"> • Hanusch • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Bücher	in Großschrift, ermöglichen ein angenehmes Lesevergnügen. Krimis, Romane, Tier- und Abenteuergeschichten und anderen speziell für Senioren interessanten Themen	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • Hilfsgemeinschaft der Blinden
Blutdruckmess- gerät mit Sprach- ausgabe – voll- automatisch	Vollautomatisches Blutdruckmessgerät mit Sprachausgabe für Blinde	<ul style="list-style-type: none"> • Ortoproban • Hilfsgemeinschaft der Blinden • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Blutzuckermess- gerät	mit Sprachausgabe	<ul style="list-style-type: none"> • Hilfsgemeinschaft der Blinden • SENIOR aktiv Wien
Euro-Cash- Tester	durch die unterschiedliche Größe kann der Wert eines Geldscheines festgestellt werden	<ul style="list-style-type: none"> • Hilfsgemeinschaft der Blinden • SENIOR aktiv Wien

Produkt**Beschreibung****Firmen
Adresse ab Seite 41**

Fernbedienung	Lernfähige Großtasten-Fernbedienung in verschiedenen Ausführungen	<ul style="list-style-type: none"> • SENIOR aktiv Wien
Fernbedienung	Sprachgesteuert: für TV, DVD oder Hi-Fi Geräte	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • SENIOR aktiv Wien
Fernsehbrille	wurde speziell zum Fernsehen entwickelt und wird wie eine normale Brille aufgesetzt, der Bildschirm wird auf das zweifache vergrößert, Dioptrieausgleich von +/- 3 Dioptrien kann für beide Augen unabhängig voneinander eingestellt werden	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • Hilfsgemeinschaft der Blinden • SENIOR aktiv Wien
Fieberthermometer (digital)	nach erfolgter Messung ertönt ein Signal	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Hanusch • Ortoproban • Kerkoc
Fieberthermometer	sprechend	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • Blindenverband • Hilfsgemeinschaft der Blinden • SENIOR aktiv Wien
Füllstandanzeiger	zum Erkennen von Flüssigkeitsständen in Gefäßen, sprechend	<ul style="list-style-type: none"> • Blindenverband • Hilfsgemeinschaft der Blinden • SENIOR aktiv Wien
Hörbücher	die Werke werden von bekannten Sprechern oder Autoren vorgelesen	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • Hilfsgemeinschaft der Blinden • Buchhandel
Lichtsignalanlagen	blinkt, wenn das Telefon läutet oder die Türglocke klingelt, Funk-Infrarot-Bewegungsmelder, Funk-Blitzlampe, ...	<ul style="list-style-type: none"> • Hansaton • SENIOR aktiv Wien
Lupe	Leucht-, Stand-, Brillenvorsetz-, Block-, Visitenkarten-, Freihand-, Pinzette mit Lupe, Leseglas, Vergrößerungsblatt, -spiegel	<ul style="list-style-type: none"> • Baum Audiodata • besser leben • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc

Produkt**Beschreibung****Firmen
Adresse ab Seite 41**

Memo-Rekorder	wichtige Dinge können aufgesprochen werden	<ul style="list-style-type: none"> • Blindenverband • SENIOR aktiv Wien
Sprachausgabegerät	Vorlesen per Knopfdruck aus Büchern, Briefen, Zeitungen, Zeitschriften u. v. m.	<ul style="list-style-type: none"> • BAUM Audiodata
Sprechende Waage	sagt das Gewicht an auch für die Küche	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • Hilfgemeinschaft der Blinden • SENIOR aktiv Wien
Taschenrechner (sprechend)	sagt Rechenvorgänge und Ergebnisse an	<ul style="list-style-type: none"> • Blindenverband • Hilfgemeinschaft der Blinden • SENIOR aktiv Wien
TV- & Radio-Hörhilfen	Kopfhörer mit Kinnbügelhörer oder direkter, drahtloser Verbindung an Hörgeräte	<ul style="list-style-type: none"> • Hansaton
Uhr	sprechend: Uhr, Wecker, Armbanduhr, Tischwecker zum Tasten, Radiowecker und Funkuhr mit Großanzeige, Schlüsselanhänger	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • Blindenverband • Hilfgemeinschaft der Blinden • SENIOR aktiv Wien
Wecker	verschiedene oder kombinierte Weckmethoden: Blitz-, Blinklicht, Vibration oder in Kombination mit akustischen Tongebnern, auch sprechend	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • Blindenverband • Hansaton • Hilfgemeinschaft der Blinden • SENIOR aktiv Wien
Würfel	durch Noppen tastbar	<ul style="list-style-type: none"> • Blindenverband • Hilfgemeinschaft der Blinden • SENIOR aktiv Wien
90° Prismabrille	bettlägerige Personen können entspannt und nackenschonend Zeitung oder Buch lesen, auch Fernsehen ohne den Kopf heben zu müssen	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • SENIOR aktiv Wien

Gesundheit
(Pflege / Ruhen / Schlafen / Wohlbefinden / Wohnungsausstattung)

Produkt	Beschreibung	Firmen Adressen ab Seite 41
Antidekubitus- kissen Matratzen Weichlagerungs- auflage	vermeidet Wundliegen bzw. Wundsitzen, Luftröhrensystem mit Kompressor betrie- ben, Waffelsystem , Wasserzirkulationssystem , Plexus-System	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Frühwald • Hanusch • Matzka • Ortoproban • Kerkoc
Arthrodesenstuhl	individuell zusammenstellbare Sitzmöbel für gesundes und entspanntes Sitzen	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Frühwald • Matzka • Ortoproban
Aufrichtstuhl	verschiedene Modelle: Hubmechanismus: Schrägstellung des Rückens, Hochfahren der Beinstütze für be- quemes Sitzen und Aufstehen, mit Kabel- fernbedienung; Katapultsitz: wird auf den Stuhl gelegt und durch Körpergewicht niedergedrückt, leichtes Abstützen auf den Lehnen oder Neigen des Körpers nach vorne löst die Federwirkung aus	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Frühwald • Matzka • Ortoproban • Kerkoc
Aufstehhilfe	wird unter Sessel oder Sofa geschoben und am Rückenteil des Sitzes befestigt, individuell einstellbar	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Frühwald • Matzka • Ortoproban • Kerkoc
Bandage	Knie-, Fußgelenk-, Ellenbogenbandage zur Schonung und Entlastung der Sehnen und Gelenke, elastische Stützbinde, Rippen- bruchgürtel, Rippenbandage	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Matzka • Ortoproban • Kerkoc
Betteinlege- rahmen	multifunktionell (höhen- und neigungsver- stellbar), kann in vorhandenes Bettgestell integriert werden, mit Elektromotoren, <u>Zusätze:</u> Seitengitter, Bettgalgen	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Frühwald • Matzka • Ortoproban

Produkt**Beschreibung****Firmen
Adresse ab Seite 41**

Bett- u. Stuhl- erhöhung	erleichtert das Aufstehen aus dem Bett oder Stuhl	<ul style="list-style-type: none">• Bständig• Ortoproban• SENIOR aktiv Wien• Kerkoc
Bettsessel	mit Armlehne für bequemes Sitzen im Bett, zusammenklappbar	<ul style="list-style-type: none">• Matzka• Ortoproban
Bett-Tisch (Therapietisch)	verschiedene Modelle: mit geteilter Platte, höhen-, neigungs-, seitlich verstellbar, fahrbar	<ul style="list-style-type: none">• Bständig• Frühwald• Matzka• Ortoproban• SENIOR aktiv Wien• Kerkoc
Bewegungs- therapiegeräte		<ul style="list-style-type: none">• Bständig• Ortoproban• Rehatechnik Rammer• SENIOR aktiv Wien• Kerkoc
Blutdruck- Messgerät	hand- oder batteriebetrieben, verschiedene Ausführungen mit Sprachausgabe	<ul style="list-style-type: none">• Bständig• Frühwald• Matzka• Ortoproban• SENIOR aktiv Wien• Kerkoc
Blutzucker- Messgerät	verschiedene Ausführungen mit Sprachausgabe	<ul style="list-style-type: none">• Bständig• Frühwald• Matzka• Ortoproban• Roche Diagnostics• SENIOR aktiv Wien• Kerkoc

Produkt**Beschreibung****Firmen
Adresse ab Seite 41**

Cholesterin-Messgerät	verschiedene Ausführungen	<ul style="list-style-type: none">• Roche• Hanusch
Drehscheibe	für bewegungseingeschränkte Personen, zum kräfteschonenden Überwechseln von einem Sitz auf einen anderen oder ins Bett	<ul style="list-style-type: none">• besser leben• Bständig• Frühwald• Hanusch• Matzka• Kerkoc
Entspannungsbrille	Lochbrille entspannt den Sehnerv und stärkt die Sehkraft	<ul style="list-style-type: none">• besser leben
Fellschuh bzw. -stiefel	sind aus medizinisch gegerbtem Lammfell, zur Vermeidung von Dekubitus sind die Nähte so gelegt, dass keine Druckstellen entstehen können.	<ul style="list-style-type: none">• Bständig• Frühwald• Ortoproban• Kerkoc
Fußmassagebad	kann mit oder ohne Wasser (warm oder kalt) verwendet werden.	<ul style="list-style-type: none">• Bständig• Hanusch• Ortoproban• Kerkoc
Fußroller	aus Holz zur Reflexzonenmassage	<ul style="list-style-type: none">• Bständig• Frühwald• Hanusch• Matzka• Ortoproban• SENIOR aktiv Wien• Kerkoc

Produkt**Beschreibung****Firmen
Adresse ab Seite 41**

Fußwärmer	elektrisch	<ul style="list-style-type: none">• Bständig• Hanusch• Ortoproban• SENIOR aktiv Wien• Kerkoc
Gesundheits- schuhe	mit anatomischem Fußbett	<ul style="list-style-type: none">• Bständig• Ortoproban• Kerkoc
Heizdecke		<ul style="list-style-type: none">• Bständig• Hanusch• Ortoproban• SENIOR aktiv Wien• Kerkoc
Hüftschutzhose	mit Protektoren, schützt bei Stürzen vor Oberschenkelhalsbrüchen und Hüftverlet- zungen	<ul style="list-style-type: none">• besser leben• Ortoproban• SENIOR aktiv Wien• Kerkoc
Inhalator	verschiedene Ausführungen	<ul style="list-style-type: none">• Bständig• Frühwald• Ortoproban• SENIOR aktiv Wien• Kerkoc
Infrarotlampe	wird zur Schmerzlinderung eingesetzt	<ul style="list-style-type: none">• Bständig• Frühwald• Ortoproban• SENIOR aktiv Wien• Kerkoc
Infusionsständer		<ul style="list-style-type: none">• Bständig• Frühwald• Hanusch• Matzka• Ortoproban• SENIOR aktiv Wien• Kerkoc

Produkt**Beschreibung****Firmen
Adresse ab Seite 41**

Inkontinenz-Melder	für mehr Hygiene im Bett, besteht aus einem Festgerät, das am Schlafanzug oder am Bettlaken befestigt wird, und einer Feuchtigkeitssonde, die im Nässebereich festgeklemmt wird, die Sonde löst bereits bei geringster Feuchtigkeit einen Piepton aus	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Frühwald • Ortoproban • Kerkoc
Inkontinenzprodukte	Unterhose, Einweg-/Einlage, Spannleintuch	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Frühwald • Matzka • Ortoproban • Kerkoc
Insulinkühltasche		<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Kipptisch	hilft Patienten, sich nach langer Bettlägrigkeit wieder auf die aufrechte Körperhaltung vorzubereiten, die Schräglage kann beliebig gewählt werden (Pneumatik-Drucktaste), <u>Zubehör</u> : Arbeitsplatte mit Halterungen	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Frühwald • Matzka
Kompresse	Schmerzlinderung durch Wärmung oder Kühlung	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Hanusch • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Kompressionsstrümpfe	für Damen und Herren	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Hanusch • Ortoproban • Kerkoc
Kräuterhalsband	gegen Kopfschmerzen	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • Kerkoc
Lagerungs- und Wendehilfe	praktische Hilfe bei täglichen Pflegesituationen, kann als Matratzenauflage ständig im Bett liegen	<ul style="list-style-type: none"> • Hanusch • Ortoproban • Kerkoc

Produkt**Beschreibung****Firmen
Adresse ab Seite 41**

Lumbalgurt	zur Entlastung der Wirbelsäule	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Hanusch • Ortoproban
Massagegerät	verschiedene Ausführungen	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • Bständig • Frühwald • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien
Massagesessel	Massage für Nacken, Schulter und Rücken, einstellbare Massageköpfe, 3 Massagetechniken: Shiatsu-, Roll -, Klopf-Massage, 3 Massageprogramme: Nacken- / Schulter-/ unterer Rücken-Programm	<ul style="list-style-type: none"> • Matzka • Frühwald
Medikamentendosierer	für 7 Tage	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • Bständig • Hanusch • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Migräneband	Kältekomresse gegen Migräne	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • Kerkoc
Moorwärme- flasche	lindert Gelenkschmerzen	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • Ortoproban • Kerkoc
Muskelstimulator	ein geringer Reizstrom spannt und entspannt die Muskulatur, zum Aufbau geschwächter, zur Bewegung wenig beanspruchter, zur Entspannung von überlasteter, zur gezielten Reizung von abgebauter Muskulatur	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Frühwald • Hanusch • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Orthopädische Matratzen und Kissen	Vollmatratzen, Auflegematratzen, Kopfkissen, Sitzkissen, Sitzkeile, Lendenstütz- bzw. Rückenkissen, Matratzenhüllen, Auflagen	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Frühwald • Hanusch • Matzka • Ortoproban • Kerkoc

Produkt**Beschreibung****Firmen
Adresse ab Seite 41**

Personenlifter	zum Umsetzen in Bett oder Badewanne, zum nachträglichen Einbau, mit Elektromotor oder Hydraulikpumpe, fest montiert oder mobil	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Frühwald • Matzka • Ortoproban • Kerkoc
Pflegebett	verschiedene Modelle	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Frühwald • Matzka • Ortoproban • Kerkoc
Pflege- und Zimmerrollstuhl	verschiedene Modelle für häusliche Pflege und Heimpflege, leicht manövrierbar, individuell einstellbar	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Hanusch • Frühwald • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Pflegezimmermöbel und Zubehör	höhenverstellbares Bett, Bettseitengitter, Bettgalgen, Bettrahmenerhöher	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Prothese	Gießharz-, Bade-, Brust-, Sportprothesen, Prothesenhalterungen, Stützapparate	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Ortoproban
Rampen	zum Ausgleich von Niveauunterschieden	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Raumluftbefeuchter und -reiniger	reichert die Luft mit Feuchtigkeit an, filtert Staub und Bakterien aus der Luft	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Elektrofachhandel • SENIOR aktiv Wien

Produkt**Beschreibung****Firmen
Adresse ab Seite 41**

Reflexball	für Fingermassage und Greifübungen	<ul style="list-style-type: none">• besser leben• Bständig• Frühwald• Hanusch• Ortoproban• SENIOR aktiv Wien• Kerkoc
Rückenstütze	zum Essen oder Lesen in bequemer Haltung im Bett	<ul style="list-style-type: none">• Bständig• Frühwald• Hanusch• Matzka• Ortoproban• SENIOR aktiv Wien• Kerkoc
Rutschtuch	die schlauchartige Konstruktion funktioniert wie eine Endlosunterlage, auf der der Patient ohne Kraftaufwand in Längsrichtung oder in der Seitenlage bewegt werden kann	<ul style="list-style-type: none">• Frühwald• Matzka• Ortoproban
Schnarchband	elastisches Anti-Schnarchband	<ul style="list-style-type: none">• besser leben• Kerkoc
Schuheinlagen	Modell-/Sport-/Kinderschuheinlagen, dynamische Einlagen, auch fersenfremde Schuhe	<ul style="list-style-type: none">• besser leben• Bständig• Ortoproban• Kerkoc
Sekretsauger	mit integriertem Bakterienfilter, tragbar	<ul style="list-style-type: none">• Bständig• Ortoproban• Kerkoc
Sitzhilfe	robuster Allzweckstuhl für sicheres und gesünderes Sitzen bei unterschiedlichsten Tätigkeiten im Haus, Sitzfläche leicht geneigt	<ul style="list-style-type: none">• Bständig• Matzka
Sitzkeil	anwendbar bei Rücken-, Kopf- und Nackenschmerzen, Verspannungen, Haltungsschäden	<ul style="list-style-type: none">• Bständig• Frühwald• Hanusch• Matzka• Ortoproban• SENIOR aktiv Wien• Kerkoc

Produkt**Beschreibung****Firmen
Adresse ab Seite 41**

Sitzkissen	fördert „richtiges“ Sitzen, beugt Dekubitus vor, in verschiedenen Abmessungen, Materialien (auch luftbefüllt) und Stärken	<ul style="list-style-type: none">• besser leben• Bständig• Frühwald• Hanusch• Matzka• Ortoproban• SENIOR aktiv Wien• Kerkoc
Sitzwaagen	mit großer flacher Wiegefläche als Sitzwaage (für alle Sessel) oder als Rollstuhlwaage	<ul style="list-style-type: none">• Bständig• Matzka• Ortoproban
Spielmaterial	Material zur Bewegungsanbahnung, überdimensionale Spiele, Koordinations- und Tastspiele, Denkspiele_Training bei Demenz	<ul style="list-style-type: none">• besser leben• SENIOR aktiv Wien• Kerkoc
Stechbecken (Bettpfanne)	für Patienten, die längere Zeit im Bett liegen müssen	<ul style="list-style-type: none">• Bständig• Hanusch• Ortoproban• Kerkoc
Stehhilfe	Sitzfläche und Neigung ermöglichen das Hinsetzen und Aufstehen mit geringer Anstrengung, für Personen, die durch längeres Stehen ermüden (höhenverstellbar)	<ul style="list-style-type: none">• Bständig• Frühwald• Matzka• Orthoproban• SENIOR aktiv Wien

Produkt**Beschreibung****Firmen
Adresse ab Seite 41**

Tablettenteiler	die Teilung von Tabletten wird erleichtert, Tablette einlegen und Deckel zudrücken – das scharfe Messer teilt die Pille in der Mitte, auch mit Reibevorrichtung	<ul style="list-style-type: none">• besser leben• Bständig• Hanusch• Ortoproban• Blindenverband• SENIOR aktiv Wien• Kerkoc
Tabletten-	-Ausdrücker -Mörser -Box, -Spender, -Teiler	<ul style="list-style-type: none">• SENIOR aktiv Wien• Kerkoc
Therapiekitt	zur Wiederherstellung der Bewegungsfunktion nach Verletzung der Hand und des Unterarms, fördert die Elastizität der Sehnen, kräftigt die Muskeln	<ul style="list-style-type: none">• Bständig• Hanusch• Matzka• Ortoproban• SENIOR aktiv Wien• Kerkoc
Treppenlift	so verschieden wie die bauseitigen Vorgaben, so variantenreich sind die Liftsysteme: gerader Plattformtreppenlift, Hängebahnen, Hebebühne, Treppenkuli, Stuhlreppenlift, Außentreppenlift	<ul style="list-style-type: none">• Frühwald• Ganser• Weigl• SENIOR aktiv Wien
Übersetz- und Lagerungshilfe	zum Übersetzen vom Bett in den Rollstuhl, hilft auch beim Hochlagern des Patienten im Bett	<ul style="list-style-type: none">• Bständig• Frühwald• Hanusch• Matzka• Ortoproban• SENIOR aktiv Wien• Kerkoc

Produkt**Beschreibung****Firmen
Adresse ab Seite 41**

Urinflasche	für Patienten, die längere Zeit im Bett liegen müssen	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • Bständig • Frühwald • Hanusch • Matzka • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Venenkissen	zum Aufblasen und Hochlagern der Beine	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Venentrainer	regt die Blutzirkulation an	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc

Sicherheit

Produkt	Beschreibung	Firmen Adressen ab Seite 41
Alarm für unterwegs	ist ein ständiger Begleiter egal ob am Schlüsselbund, an der Handtasche, am Gehstock oder Ähnlichem, die Aktivierung erfolgt über ein einfaches Ziehen der Reißleine worauf eine ohrenbetäubende Alarmsirene aktiviert wird	<ul style="list-style-type: none"> • besser leben • SENIOR aktiv Wien
Falldetektor	Zusatzgerät zum Notruftelefon, wird am Gürtel getragen, erkennt selbsttätig einen Sturz und meldet diesen an die Einsatzzentrale	<ul style="list-style-type: none"> • Johanniter
Funk-Personenruf	Der Hilfesuchende drückt auf den batteriebetriebenen kleinen Sender, Personenruf-Reichweite bis 80m, Nachbarnotruf-Reichweite bis 150m, Funknotruf bis 400m	<ul style="list-style-type: none"> • Bständig • Ortoproban • SENIOR aktiv Wien • Kerkoc
Haussprechanlage	drahtlose Glocke, auch als Notruf verwendbar	<ul style="list-style-type: none"> • Vitakt

Produkt**Beschreibung****Firmen
Adresse ab Seite 41**

Notruftelefon	entweder als Armband oder als Halskette, auf Knopfdruck des Handsenders wird über das Telefon in der Service-Zentrale Alarm ausgelöst, ein Rückruf wird sofort veranlasst bzw. rasche Hilfe geschickt, teilweise mit Schlüsseldepot	<ul style="list-style-type: none">• Baecker GmbH• Caritas• Johanniter• Frühwald• Hilfswerk• Life Call• Rotes Kreuz• Samariterbund• Vitakt• Kerkoc
Sicherheitsgeldbörse	Geldbörse mit Reißverschluss	<ul style="list-style-type: none">• besser leben

**EDV – Programme –Komponenten
für mobilitäts- /sinneseingeschränkte Personen**

Produktgruppen	
<ul style="list-style-type: none"> • Programme zum Trainieren verschiedener Leistungsbereiche • Therapieprogramme • Sprachtherapieprogramme • Sprachausgabeprogramme • Spracherkennungsprogramme • Symbolkommunikationsprogramme • Bildschirmleseprogramme • Lernsoftware • Mauslernprogramme • Telekommunikationshilfen • behindertengerechte Tastaturen • behindertengerechte Mäuse • Augensensorschalter • Armstützen • Kopfsteuerungen • Beleuchtungsgeräte • Bildschirmlesegeräte • Braille- und Sprachsteuerungsprogramme (Braille = Blindenschrift) • Braille-Drucker • Braille-Zeile • Notizgeräte • Sprachausgaben • Texterkennungssysteme (OCR) • Vergrößerungsprogramme u. Software 	<ul style="list-style-type: none"> • www.hilfsmittelinfo.gv.at • BAUM Audiodata GmbH • Transdanubia <p>Informationen über EDV-Kurse in unserer Broschüre</p> <p>„Aktiv leben“ Download oder</p> <p>unsere Servicenummer: 01/4000 8580</p>
<ul style="list-style-type: none"> • http://www.sozialministerium.at/site/Soziales/Menschen_mit_Behinderungen/Hilfsmittel 	<p>Weiterführende Links bzgl. Hilfsmittel und Heilbehelfe österreichischer Sozialversicherungsträger</p>

Firmenkatalog

Firma	Anschrift
<p>Barrierefreies Um- Bauen: Infopoint für Wohnungsverbesserung MA 25 MA 50 Informationen im Internet: www.wien.gv.at/wohnen/wohnbautechnik/infopoint</p>	<p>Magistratsabteilung 25 1200 Wien, Maria-Restituta-Platz 1 Tel.: 01 / 4000 - 25 - 345 Fax: 01 / 4000 - 99 - 25 345</p> <p>E-Mail: ks@ma25.wien.gv.at E-Mail: barrierefreiestadt@ma25.wien.gv.at</p>
<p>Baum-Audiodata GmbH E-Mail: office@baum.at Internet: www.baum.at</p>	<p>1150 Wien, Storchengasse 1 Tel.: 01 / 606 75 60 11 Fax: 01 / 606 75 62</p>
<p>Baecker & Partner GmbH E-Mail: office@bewachung-baecker.at Internet: www.bewachung-baecker.at</p>	<p>1030 Wien, Aspangstraße 4 Tel.: 01 / 798 50 20 Fax: 01 / 798 50 20/23</p>
<p>besser leben E-Mail: office@besserleben-online.at Internet: www.besserleben-online.at</p>	<p>1020 Wien, Im Werd 4 Tel.: 01 / 212 13 83 Fax: 01 / 212 13 83</p>
<p>ÖBSV Österreichischer Blinden- und Sehbehindertenverband 1130 Wien, Hietzinger Kai 85 Tel.: 01/982 75 84 - 230 E-Mail: office@braille.at Internet: Internet: www.blindenverband-wnb.at.at Hörbüchereien (Adresse, Tel. wie ÖBSV) E-Mail: verleih@hoerbuecherei.at Internet: www.hoerbuecherei.at</p>	<p>BSVWNB (Wien, NÖ, Brgd) 1140 Wien, Hägelingasse 4-6 (Louis-Braille-Haus)</p> <p>Tel.: 01 / 981 89 – 0 Kostenlose Rufnummer: 0800 / 22 77 00</p>
<p>Bständig E-Mail: office@bstaendig.at Internet: www.bstaendig.at Hotline: 05 99 789 00</p> <p>1010 Wien, Freyung 5 Tel 05 99 789 02 1010@bstaendig.at</p>	<p>1140 Wien, Albert Schweitzer-Gasse 6 Auhof Center Eingang West, EG Tel 05 99 789 67 1140@bstaendig.at</p> <p>1160 Wien, Montleartstraße 37 Eingang Wilhelminenspital Tel 05 99 789 26 1160@bstaendig.at</p>

<p>Bständig 1020 Wien, Taborstraße 22 Birkenstockpoint Tel 05 99 789 20 <u>1020@bstaendig.at</u></p> <p>1030 Wien, Landstraßer Hauptstraße 102 Tel 05 99 789 10 <u>1030@bstaendig.at</u></p> <p>1060 Wien, Mariahilfer Straße 95 Tel 05 99 789 05 <u>1060@bstaendig.at</u></p> <p>1080 Wien, Lerchenfelder Straße 88 Tel 05 99 789 11 <u>1080@bstaendig.at</u></p> <p>1100 Wien, Favoritenstraße 69 Tel 05 99 789 03 <u>1100@bstaendig.at</u></p> <p>1110 Wien, Simmeringer Hauptstraße 97 Tel 05 99 789 65 <u>1110@bstaendig.at</u></p> <p>1120 Wien, Tivoligasse 5 Tel 05 99 789 12 <u>1120@bstaendig.at</u></p>	<p>1170 Wien, Ranftlgasse 9 bcc1, Ausgewähltes Sortiment Tel 05 99 789 15 <u>orthopaedie@bstaendig.at</u></p> <p>1180 Wien, Währinger Straße 93 Tel 05 99 789 19 <u>1180@bstaendig.at</u></p> <p>1190 Wien, Döblinger Hauptstraße 35 Tel 05 99 789 30 <u>1190@bstaendig.at</u></p> <p>1210 Wien, Brünner Straße 19 Tel 05 99 789 06 <u>1210@bstaendig.at</u></p> <p>1220 Wien, Wagramer Straße 83 Im Donau Zentrum Tel 05 99 789 23 <u>dz@bstaendig.at</u></p> <p>1220 Wien U-Bahn-Station SMZ-Ost Donauspital Vis á vis Langobardenstraße 122 Tel 05 99 789 64 <u>smz@bstaendig.at</u></p> <p>1230 Wien, Perchtoldsdorfer Straße 15 - 19 Bei der Praxis Dr. Steinwenter Tel 05 99 789 57 <u>1230@bstaendig.at</u></p>
<p>Caritas Notruftelefon E-Mail: <u>notruftelefon@caritas-wien.at</u> Internet: <u>www.caritas-wien.at</u></p>	<p>1220 Wien, Rennbahngasse 52/1/1 Tel.: 01 / 545 20 66</p>
<p>Fa. Ing. Dunger GesmbH E-Mail: <u>office@dunger.at</u> Internet: <u>www.dunger.at</u></p>	<p>1060 Wien, Meiselstraße 8 Tel.: 01 / 982 50 16 Fax: 01 / 982 50 16 - 9</p>

<p>Heilbehelfe Frühwald Zentrale: 1010 Wien, Börseplatz 7 Tel.: 01 / 533 21 00 Fax: 01 / 533 21 00 /16 E-Mail: office@fruehwald.net Internet: www.fruehwald.net</p> <p><u>Filiale im AKH Wien:</u> 9., Währinger Gürtel 18-20 (Haupteingang) Tel.: 01/40400 DW 10040 E-Mail: akh@fruehwald.net</p> <p>Orthopädietechnik, Bandagist Tel.: 01 / 40 400 DW 1004</p>	<p>Werkstätten-Kundenzentrum Wien 22: 1220 Wien, Rudolf-Hausner-Gasse 11 Tel.: 01 / 533 25 15 Fax: 01 / 533 25 15/ 316 E-Mail: service@fruehwald.net</p> <p><u>Filiale Seestadt Aspern:</u> 22, Maria – Tusch – Straße 13 Tel.: 01/210 90 04 Fax: 01/210 90 20 E-Mail: seestadt@fruehwald.net</p>
<p>Hilfswerk – Notruftelefon</p> <p>E-Mail: notruftelefon@wiener.hilfswerk.at Internet: www.hilfswerk.at</p>	<p>1072 Wien, Schottenfeldgasse 29 Tel.: 01 / 512 36 61 - 33</p>
<p>HANSATON Akustische Geräte GmbH HANSATON Hörsysteme Internet:</p>	<p>1140 Wien, Hütteldorfer Straße 94 Tel.: 01 / 904 21 00</p>
<p>Hanusch Orthopädietechnik</p> <p>E-Mail: office@hanusch.at Internet: www.hanusch.at</p> <p>Filiale 1120 Ratschkygasse im Juli und August: Samstags geschlossen</p>	<p>1120 Wien, Ratschkygasse 23 Tel.: 01 / 813 95 53 Fax: 01 / 813 95 539</p> <p>1120 Wien, Meidlinger Hauptstraße 84 Tel: 01 / 905 15 67</p> <p>1100 Wien, Quellenstraße 68-70 Tel.: 01 / 607 59 55</p>
<p>Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs E-Mail: info@hilfsgemeinschaft.at Internet: www.hilfsgemeinschaft.at</p>	<p>1200 Wien, Jägerstraße 36 Tel. 01 / 330 35 45 - 0</p>
<p>Die Johanniter Hausnotruf</p> <p>E-Mail mittels Online-Kontakt-Formular Internet: www.johanniter.at</p>	<p>1210 Wien, Ignaz-Köck-Straße 22 Tel.: 01 / 470 70 30 - 2270 Fax: 01 / 470 20 30 - 2255</p> <p>Mo-Fr: 08 - 16:00 Uhr</p>

kerkoc GmbH renommiertes E-mail: info@kerkoc.at Internet: www.kerkoc.at	1230 Wien, Dirmhirngasse 112 Tel: 01 / 889 11 91 FAX: 01 / 889 11 91 - 33
LifeCall – Hausnotruf GmbH E-Mail: office@lifecall.at Internet: www.lifecall.at	1010 Wien, Rauhensteing. 7 /DG/Top 45 Tel.: 01 / 51 22 333 8200 Gleisdorf, Lassnitzthal 214 Tel.: 03133 / 61 11 - 0
Rehabilitationstechnik MATZKA E-Mail: office@matzka.at Internet: www.matzka.at	2351 Wr. Neudorf IZ NÖ Süd, Straße 2, Obj. M2 Tel.: 02236 / 39239 Fax: 02236 / 39240
Mölnlycke Gesellschaft m.b.H E-Mail: csc@molnlycke.at Internet:	1120 Wien, Wagenseilgasse 14 Tel.: 01 / 278 85 42 Fax: 01 / 278 85 42 - 199
ORTOPROBAN - Orthopädie- Technik, Prothesen, Bandagen, Sanitätshaus E-Mail: office@ortoproban.at	1080 Wien, Piaristengasse 17 Tel.: 01 / 402 21 25 - 0
1010 Wien, Wipplingerstraße 13 Tel.: 01 / 535 79 51	1040 Wien, Wiedner Hauptstraße 76 Tel.: 01 / 585 19 20
1130 Wien, St.-Veit-Gasse 56 Tel.: 01 / 876 92 13	1190 Wien, Heiligenstädter Straße 46-48 Tel.: 01 / 370 2 370
1210 Wien, Floridsdorfer Hauptstraße 45 Tel.: 01 / 270 55 02	1110 Wien, Simmeringer Hauptstraße 101-103 Tel.: 01 / 743 55 44
Mobilitätsservice Rehathechnik Rammer GmbH E-Mail: office@mobilitaetsservice.at Internet: www.mobilitaetsservice.at	43110 Mauthausen, Zirking 19 Tel.: 07238 / 29 344
Roche Diagnostics GmbH E-Mail: diagnosics.austria@roche.com Internet: www.roche.at	1211 Wien, Engelhorngasse 3 Tel.: 01 / 277 87 - 0 Fax: 01 / 277 87 - 12
Rotes Kreuz Rufhilfe-Zentrale für Wien/Niederösterreich E-Mail: info@rufhilfe.at Internet:	24 Stunden - Info Hotline Tel.: 0820 820 144
Samariterbund Österreich - Wien Heimnotruf E-Mail: heimnotruf@samariterbund.net Internet: www.samariterbund.net	1150 Wien, Pillergasse 24 Tel.: 01 / 89 145 - 161 Fax: 01 / 89 145 - 99161

Schmidt Karl - Rutschfeste Böden E-Mail: gabe@aon.at Internet: www.oberflaechenschutz.at	7023 Pöttelsdorf, Mühlweg 5 Tel.: 02626 / 5675 Mobil: +43 664 3019364 Fax: 02626 / 5675
Selmer GmbH Objekteinrichtungen E-Mail: info@selmer.at Internet: www.selmer.at E-Mail: heumuehle@selmer.at Internet: www.heumuehle.com	5203 Köstendorf, Wenger Straße 3 Tel.: 06216 / 202 10 Fax: 06216 / 202 10 - 60 1040 Wien, Heumühlgasse 9 / 69 Tel.: 01 / 585 1525 - 20 Fax: 01 / 585 1525 - 60
Senior aktiv Wien Fachgeschäft für SeniorInnen und Menschen mit Handicap E-Mail: info@senior-aktiv-wien.at Internet: https://www.senior-aktiv-wien.at	1170 Wien Hernalser Hauptstraße 102 Tel.: 01 / 997 42 13
TSB Transdanubia Technik für Sehbehinderte und Blinde E-Mail: office@tsb.co.at Internet: www.tsb.co.at	1210 Wien, Floridsdorfer Hauptstraße 28 Tel.: 01 / 27 88 333 Fax: 01 / 27 88 333 - 13
Vitakt - sozialer Notrufdienst GmbH für ganz Österreich E-Mail: service@vitakt.at Internet: www.vitakt.at	1070 Wien, Burggasse 94a Tel.: 01 / 521 74 750 oder Fax: 01 / 521 74 58 102
WEIGL -Aufzüge GmbH & Co.KG E-Mail: weigl@weigl.at Internet: www.weigl.at Gratis-Info-Telefon: 0800 - 85 85 55	1230 Wien, Klingerstraße 4a Tel.: 01 / 9581675 4730 Weizenkirchen, Webereistraße 14 Tel.: 07277 / 22 38 - 0

Eine Hilfsmitteldokumentation des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz finden Sie im Internet: www.hilfsmittelinfo.gv.at

SeniorInnenbüro der Stadt Wien

1030 Wien, Guglgasse 7-9

Tel.: 01/4000 - 8580

E-Mail: post@senior-in-wien.at

Internet: www.senior-in-wien.at